



PROCLEAR® 1 DAY

PC technology™



CooperVision®
Live Brightly.®

Las ventajas de unas lentes desechables diarias con un material de hidrogel de alto rendimiento.




ProcLEAR® 1 day

Las lentes **ProcLEAR® 1 Day** tienen un diseño óptico esférico superior que se ajusta específicamente a cada poder. Por eso, sin importar cuál sea su prescripción, *su visión se optimizará logrando una óptima nitidez de la imagen.*

MATERIAL/HIDRATACIÓN	RADIO (mm)	DIÁMETRO (mm)	POTENCIAS
OMAFILCON A/60%	8.7	14.2	DE +8.00D a -12.00D (PASOS DE 0.50 a PARTIR DE +5.00D y -6.00D)

PRODUCCIÓN	USO	Dk/t (-3.00D)	UNIDADES	REEMPLAZO
MOLDEADA	DIARIO	28	30 y 90	DIARIO



Características Técnicas

- Retienen la hidratación hasta en un 96 % durante 12 horas o más.
- Mantienen el flujo de oxígeno para mantener los ojos sanos durante todo el tiempo de uso.
- Ayudan a evitar la sequedad ocular que habitualmente produce el uso de lentes de contacto.

Corrección de la miopía y la hipermetropía

Cuando utiliza lentes de contacto, ¿se le ponen los ojos rojos, con una sensación de tener arenilla? Cambiar las lentes de contacto a menudo puede ayudar a eliminar las proteínas y los alérgenos antes de que se acumulen en las lentes.

Darle a los ojos lo que están pidiendo utilizando un par nuevo de lentes de contacto **Proclear® 1 Day** de CooperVision™ cada día. Los ojos lo agradecerán.

Resisten la sequedad de manera natural

Gracias a nuestra tecnología **PC Technology™**, las moléculas de agua se convierten en parte integral de las lentes de contacto **Proclear® 1 Day**, creando una resistencia natural a la sequedad.

De hecho, las lentes de contacto Proclear son las únicas autorizadas por la FDA de E.E.U.U. para exhibir la indicación: «Pueden ofrecer una mayor comodidad a los usuarios de lentes de contacto que sufren molestias leves o síntomas de sequedad durante el uso de lentes de contacto».

